

Anticorpo Policlonale Anti-Urm1 Per Wb, Elisa - Q9Btm9

Numero articolo: CM0016127

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro URM1 umano, validato per WB ed ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per studi sulla tiolazione del tRNA e sulla modificazione simile all'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	URM1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	C9orf74; URM1
Specie	Umano
GenelD (umano)	81605
GenelD	81605
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-63 di URM1 umano (NP_001252511.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9BTM9
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio