

Anticorpo Policlonale Anti-Urod Per Wb, Elisa - P06132

Numero articolo: CM0025455



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'UROD umano (uroporfirinogeno decarbossilasi), applicabile in WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla biosintesi dell'eme e sulla porfiria. 41 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UROD Rabbit pAb
Note/Alias	PCT, UPD, UROD
Specie	Uomo
GeneID	7389
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-367 dell'UROD umano (NP_000365.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	P06132
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio