

Anticorpo Policlonale Anti-Uroplachina Iii/Upk3A Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Jkx8

Numero articolo: CM0028591

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Uroplachina III (UPK3A), adatto per WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Rileva UPK3A di topo, uomo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biologia delle cellule uroteliali e le malattie della vescica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Uroplachina III/UPK3A Rabbit pAb
Note/Alias	UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	7380
ID gene	22270
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 188-287 della Uroplachina III/UPK3A di topo (NP_075967.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9JKX8
Peso proteico	31 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio