

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Usf1 Per Wb E Elisa - P22415

Numero articolo: CM0002018



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega a USF1 (Fattore stimolatorio a monte 1), adatto per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con USF1 umano e murino. Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	USF1 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLIP1; bHLHb11; USF1
Specie	Umano
GeneID (umano)	7391
GeneID	7391
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 dell'USF1 umano (P22415)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P22415
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio