

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Usf1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22415

Numero articolo: CM0006957



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro USF1 umano (SWISS P22415). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sulla trascrizione e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-USF1 [validato mediante KD]
Note/Alias	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLIP1; bHLHb11; USF1 [validato mediante KD]
Specie	Umana
GenelD (umano)	7391
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-310 di USF1 umano. (NP_009053.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P22415
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante