

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Usf1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P22415

Numero articolo: CM0016502



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-USF1 per applicazioni di Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva USF1 in campioni umani, murini e di ratto. Targetizza il fattore di trascrizione legante E-box coinvolto nella regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	USF1 Rabbit pAb
Note/Alias	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLIP1; bHLHb11; USF1
Specie	Umano
GeneID (umano)	7391
GeneID	7391
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-310 di USF1 umano (NP_009053.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P22415
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante