

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Usol Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60763

Numero articolo: CM0003079



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'USO1/p115 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva l'USO1 endogeno in campioni di uomo, topo e ratto. Peso proteico di circa 108 kDa. Ideale per la ricerca sul trasporto Golgiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	USO1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	TAP; VDP; P115; USO1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	8615
ID Gene	8615
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'USO1 umano (O60763).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60763
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio