

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Usol Per Wb, If/Icc, Elisa - O60763

Numero articolo: CM0021438



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro USO1 (TAP/VDP/P115), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano e ratto. Ideale per studi sul trasporto delle vescicole del Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	USO1 Rabbit pAb
Note/Alias	TAP; VDP; P115; USO1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8615
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 663-962 di USO1 umano (NP_003706.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	O60763
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio