

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Usol Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60763

Numero articolo: CM0027748



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro USO1 umano (p115/VDP/TAP), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio del trasporto vescicolare ER-Golgi e del mantenimento dello stack del Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	USO1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TAP; VDP; P115; USO1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8615
GeneID	8615
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1100-1200 di USO1 umano (O60763).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O60763
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio