


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Usp1 Per Wb - 094782

Numero articolo: CM0029219



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'USP1 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva l'USP1 in campioni umani e murini. Utile per la ricerca sulla riparazione del danno al DNA e sulla via dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	USP1 Rabbit pAb
Note/Alias	UBP; USP1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	7398
ID Gene	7398
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 dell'USP1 umano (NP_003359.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	094782
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio