


Anticorpo Monoclonale Anti-Usp11 Coniglio Per Wb Ed Elisa - P51784

Numero articolo: CM0002491



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro USP11 umano (UHX1), validato per Western blotting (WB) ed ELISA. Adatto per studi di deubiquitinazione, segnalazione NF-kappa-B, riparazione del DNA e regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale USP11 Coniglio
Note/Alias	UHX1; USP11
Specie	Umano
GeneID (umano)	8237
GeneID	8237
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 800-900 di USP11 umano (P51784).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51784
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio