

Anticorpo Policlonale Anti-Usp12 Per Wb, Elisa - 075317

Numero articolo: CM0021957



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'USP12 umano (UBH1/USP12L1). Validato per WB e ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio della deubiquitinazione, della segnalazione di NF-κB e della regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	USP12 Rabbit pAb
Note/Alias	UBH1; USP12L1; USP12
Specie	Umana
GeneID (umano)	219333
GeneID	219333
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 1-100 di USP12 umano (NP_872294.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075317
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio