

## Anti-Usp13 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q92995

Numero articolo: CM0014925



### introduzione

Anti-USP13 Coniglio Anticorpo Policlonale validato per WB e ELISA. Rileva USP13 umano, murino e ratto, una deubiquitinasi che regola l'autofagia, l'ERAD e il ciclo cellulare. Ideale per la ricerca in oncologia e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | USP13 Coniglio pAb                                                                                                                                    |
| Osservazioni/Alias    | ISOT3; IsoT-3; USP13                                                                                                                                  |
| Specie                | Umano                                                                                                                                                 |
| ID Gene (Umano)       | 8975                                                                                                                                                  |
| ID Gene               | 8975                                                                                                                                                  |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-200 dell'USP13 umano (NP_003931.2). |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                                              |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                                 |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Reattività Incrociata | Mouse, Ratto                                                                                                                                          |
| SWISS                 | Q92995                                                                                                                                                |
| Peso Proteico         | 97kDa                                                                                                                                                 |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                    |