

Anticorpo Monoclonale Anti-Usp14 Per Wb, Ip, Elisa - P54578

Numero articolo: CM0003579



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting USP14, una deubiquitinasi associata al proteasoma coinvolta nel riciclo dell'ubiquitina, nella degradazione di CXCR4 e nell'immunità innata. Validato per WB, IP, ELISA; cross-reattivo con umano, topo, ratto. PM stimato 56kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	USP14 Rabbit mAb
Note/Alias	TGT; Ubp6; USP14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9097
GeneID	9097
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 371-473 dell'USP14 umano (P54578).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P54578
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio