


Anticorpo Policlonale Anti-Usp14 Per Wb, Elisa - P54578

Numero articolo: CM0021287



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'USP14 umano, validato per Western blot (WB) e ELISA. Adatto per la ricerca sulla proteolisi ubiquitina-dipendente, l'immunità innata e la funzione neuromuscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	USP14 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TGT; Ubp6; USP14
Specie	Uomo
GeneID (umano)	9097
GeneID	9097
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 dell'USP14 umano (NP_005142.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P54578
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio