


Anticorpo Monoclonale Anti-Usp15 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Y4E8

Numero articolo: CM0008420



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per USP15 (deubiquitinante 15). Ideale per lo studio delle vie di TGF-beta, NF-kappa-B e mitofagia in tessuti di uomo, topo e ratto tramite WB, IP, ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	USP15 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	UNPH4; UNPH-2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9958
GeneID	9958
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 968-981 di USP15 umano (NP_001239007.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4E8
Peso proteico	27 kDa/109-112 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio