

Anticorpo Policlonale Anti-Usp15 Di Coniglio Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y4E8

Numero articolo: CM0013423



introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-USP15 di Coniglio validato per WB, IP, IF/ICC ed ELISA. Rileva USP15 umano, di topo, di ratto. Ideale per studiare la deubiquitinazione, la segnalazione TGF-beta, la regolazione NF-kappa-B e la mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	USP15 Rabbit pAb
Note/Alias	UNPH4; UNPH-2; USP15
Specie	Umano
GeneID (umano)	9958
GeneID	9958
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico di USP15 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4E8
Peso Proteico	112 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio