


Anticorpo Policlonale Anti-Usp16 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Y5T5

Numero articolo: CM0029938



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'USP16 umano (94 kDa), convalidato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo, ratto e scimmia. Adatto per lo studio della deubiquitinazione dell'istone H2A, della mitosi e della regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	USP16 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	UBPM; UBP-M; USP16
Specie	Umano
GeneID (umano)	10600
GeneID	10600
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 dell'USP16 umano (NP_001001992.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	Q9Y5T5
Peso proteico	94kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio