


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Usp19 Per Wb, If/Icc, Elisa - 094966

Numero articolo: CM0029240



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per USP19 (ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 19), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modalità crociata con uomo e topo; rileva una banda di ~146 kDa. Ideale per la ricerca sulla deubiquitinazione, ERAD, ipossia e differenziazione muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	USP19 Rabbit pAb
Note/Alias	ZMYND9; USP19
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10869
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di USP19 umano (NP_001186089.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O94966
Peso proteico	146 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio