

Anticorpo Policlonale Anti-Usp22 Per Wb, Elisa - Q9Upt9

Numero articolo: CM0021468

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro USP22, validato per Western blot e ELISA con reattività crociata verso umano e topo. Adatto per studi sulla deubiquitinazione, regolazione trascrizionale e segnalazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	USP22 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	USP3L; USP22
Specie	Umano
GenelD (Umano)	23326
GenelD	23326
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 50-150 dell'USP22 umano (NP_056091.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9UPT9
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio