

Anticorpo Monoclonale Anti-Usp22 Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q9Upt9

Numero articolo: CM0009255

introduzione

Anticorpo Monoclonale USP22 Coniglio validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con USP22 umano e murino. Ideale per studiare il ruolo delle deubiquitinasi nella regolazione trascrizionale, nella progressione del ciclo cellulare e nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb USP22 Coniglio
Note/Alias	USP3L; USP22
Specie	Umano
ID Gene	23326
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-175 di USP22 umano (Q9UPT9)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9UPT9
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio