

Anti-Usp22 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q9Upt9

Numero articolo: CM0018926

introduzione

Anticorpo Policlonale USP22 Coniglio validato per WB e ELISA, che reagisce con umano e ratto. USP22 è una deubiquitinasi coinvolta nella regolazione trascrizionale, nel ciclo cellulare e nell'immunità innata, adatta per applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	USP22 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	USP3L; USP22
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23326
GeneID	23326
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 dell'USP22 umano (NP_056091.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9UPT9
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio