

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Usp24 Per Wb, Elisa - Q9Upu5

Numero articolo: CM0002355

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio USP24 convalidato per WB ed ELISA. Rileva USP24 umana, murina e ratto. Ideale per la ricerca sull'ubiquitina-proteasoma, la sopravvivenza cellulare e la ferritofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	USP24 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	USP24; peptidasi specifica per l'ubiquitina 24
Specie	Umano
GenelD	23358
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 2500-2600 dell'USP24 umana (Q9UPU5)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UPU5
Peso Proteico	294kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio