

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Usp24 Per Wb, Elisa - Q9Upu5

Numero articolo: CM0020892

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce USP24 umano, una proteasi specifica per l'ubiquitina di 294kDa coinvolta nella ferritinofagia e nella sopravvivenza cellulare. Validato per Western blot ed ELISA con reattività per umano e topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome Prodotto	USP24 Rabbit pAb
Note/Alias	USP24; ubiquitin specific peptidase 24
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23358
ID Gene	23358
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9UPU5
Peso Proteico	294kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio