

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Usp24 Per Wb, Elisa - Q9Upu5

Numero articolo: CM0015784

introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio USP24 (pAb) rileva specificamente la USP24 umana e murina, convalidato per Western blot ed ELISA. Questo anticorpo diretto contro una deubiquitinasi supporta la ricerca sulla sopravvivenza cellulare, la ferritinofagia e le vie dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	USP24 pAb di coniglio
Note/Alias	USP24
Specie	Umano
GeneID (umano)	23358
GeneID	23358
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2431-2620 della USP24 umana (NP_056121.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9UPU5
Peso della proteina	294 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante