


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Usp25 Per Wb - Q9Uhp3

Numero articolo: CM0005230



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-USP25 umano, validato per WB, IP, IHC-P ed ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Ideale per ricerche sulle deubiquitinasi, sull'infiammazione e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	USP25 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	USP21; USP25
Specie	Umano
GeneID	29761
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 dell'USP25 umano (NP_037528.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UHP3
Peso proteico	122KDa/125KDa/129KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio