


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Usp25 (Usp21) Per Wb, Elisa - Q9Uhp3

Numero articolo: CM0017826



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio contro la USP25 umana, un enzima deubiquitinante coinvolto nell'infiammazione, nella segnalazione Wnt e nella risposta immunitaria. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	USP25 Rabbit pAb
Note/Alias	USP21; USP25
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	29761
ID del gene	29761
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 della USP25 umana (NP_037528.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9UHP3
Peso della proteina	122 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio