

## Anticorpo Policlonale Anti-Usp26 Per Wb, Elisa - Q9Bxu7

Numero articolo: CM0024791

### introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio USP26 validato per WB ed ELISA, reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Utile per studiare la deubiquitinazione, la segnalazione del recettore degli androgeni e la spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | pAb Coniglio USP26                                                                                                            |
| Note/Alias            | SPGFX6; USP26                                                                                                                 |
| Specie                | Umano                                                                                                                         |
| ID Gene (Umano)       | 83844                                                                                                                         |
| ID Gene               | 83844                                                                                                                         |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 664-913 di USP26 umano (NP_114113.1) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                         |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS                 | Q9BXU7                                                                                                                        |
| Peso Proteico         | 104kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                             |