

Anti-Usp30 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - Q70Cq3

Numero articolo: CM0013690



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro USP30 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla mitofagia e la deubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	USP30 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	USP30
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84749
GeneID	84749
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 57-390 dell'USP30 umano (NP_116052.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q70CQ3
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio