


Anticorpo Policlonale Anti-Usp33 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tey7

Numero articolo: CM0019365



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'USP33 umano (VDU1) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Strumento essenziale per la ricerca sulla deubiquitinazione, la biologia del centrosoma e il traffico dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	USP33 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	VDU1; USP33
Specie	Umano
Gene ID	23032 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 290-400 dell'USP33 umano (NP_963920.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TEY7
Peso proteico	107kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio