


Anti-Usp39 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q53Gs9

Numero articolo: CM0003596



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-USP39 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano e ratto. USP39 è una deubiquitinasi coinvolta nello splicing, nella riparazione del DNA e nel controllo del ciclo cellulare. Ideale per la ricerca sullo sviluppo delle cellule B, sulla risposta al danno del DNA e sulla segnalazione antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	USP39 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10713
GenelD	10713
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 dell'USP39 umano (Q53GS9).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q53GS9
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio