

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Usp39 Per Wb E Elisa - Q53Gs9

Numero articolo: CM0030796



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-USP39 (alias 65K, SAD1, SNRNP65) validato per Western blot e ELISA. Mostra reattività con USP39 di origine umana, murina e ratto. Adatto per studi sullo splicing, la riparazione del DNA e la segnalazione antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	USP39 Rabbit pAb
Annotazioni/alias	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10713
GeneID	10713
Immunogeno	Proteina ricombinante di fusione contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 336-565 della USP39 umana (NP_006581.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q53GS9
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio