

Anticorpo Policlonale Anti-Usp4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13107

Numero articolo: CM0019679



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la USP4 umana, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva la USP4 in campioni umani e di topo. Ideale per studi sulla deubiquitinazione, la risposta immunitaria e la biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	USP4 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	UNP; Unph; USP4
Specie	Umana
GeneID (umano)	7375
GeneID	7375
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 560-700 della USP4 umana (NP_003354.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q13107
Peso proteico	109 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio