

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Usp47 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96K76

Numero articolo: CM0016647

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro USP47 validato per il rilevamento WB, IHC-P, ELISA di USP47 umano e murino (~157 kDa). Ideale per la ricerca sulla riparazione del DNA, l'integrità del genoma e il ciclo cellulare. - Q96K76.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	USP47 Rabbit pAb
Note/Alias	TRFP; USP47
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55031
ID Gene	55031
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1128-1287 di USP47 umano (NP_060414.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q96K76
Peso Proteico	157kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio