

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Usp48 Per Wb, Elisa - Q86Uv5

Numero articolo: CM0028713

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-USP48 riconosce USP48 (deubiquitinasi) umana, di topo e di ratto. Validato per WB ed ELISA, aiuta nello studio della segnalazione di NF- κ B, del ciclo cellulare e della regolazione della piroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	USP48 Rabbit pAb
Note/Alias	USP31, DFNA85, RAP1GA1, USP48
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84196
ID Gene	84196
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di USP48 umana (NP_115612.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86UV5
Peso Proteico	119kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio