


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Usp5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45974

Numero articolo: CM0026126



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-USP5 validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con USP5 umana, murine e ratto (96 kDa). Ideale per studi sulla deubiquitinazione e sulle vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	USP5 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ISOT; USP5
Specie	Umana
GeneID (umano)	8078
GeneID	8078
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 della USP5 umana (NP_003472.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Mouse, Ratto
SWISS	P45974
Peso proteico	96kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio