

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Usp53 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q70Ek8

Numero articolo: CM0021042

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-USP53 validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Rileva specificamente USP53 umano e murino, una deubiquitinasi delle giunzioni strette da 120 kDa coinvolta nell'udito e nella funzione di barriera.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	USP53 Rabbit pAb
Note/Alias	USP53; ubiquitin specific peptidase 53
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	54532
ID Gene	54532
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 495-582 di USP53 umano (NP_061923.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q70EK8
Peso Proteico	120kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio