


Anticorpo Policlonale Anti-Usp8 Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P40818

Numero articolo: CM0029060



introduzione

Anticorpo policlonale USP8 Coniglio per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Riconosce USP8 umano, di topo e di ratto. USP8 è una deubiquitinasi che regola il ricambio proteico, il sorting endosomiale e la segnalazione di EGFR. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla proteostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale USP8 Coniglio
Note/Alias	UBPY; PITA4; SPG59; HumORF8; USP8
Specie	Umano
ID Gene	9101
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di USP8 umano (NP_005145.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40818
Peso Proteico	128kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio