


## Anticorpo Policlonale Anti-Usp9X Per Wb, Elisa - Q93008

Numero articolo: CM0022865



### introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio USP9X per applicazioni Western Blot ed ELISA, validato in Umano, Mouse, Ratto. Materiale primo IVD di alta qualità per lo studio dell'attività deubiquitinasi, della segnalazione TGF- $\beta$  e dei ritmi circadiani.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | USP9X Coniglio pAb                                                                                                                         |
| Note/Alias            | FAF; FAM; hFAM; DFRX; MRX99; XLID99; MRXS99F; USP9X                                                                                        |
| Specie                | Umano                                                                                                                                      |
| ID Gene (Umano)       | 8239                                                                                                                                       |
| ID Gene               | 8239                                                                                                                                       |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'USP9X umano (NP_001034679.2). |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                                   |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                      |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Reattività Incrociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                                        |
| SWISS                 | Q93008                                                                                                                                     |
| Peso Proteico         | 290kDa                                                                                                                                     |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                         |