

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Usp9X/Usp9Y Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000507

Numero articolo: CM0023038

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a USP9X/USP9Y umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sulla deubiquitinazione e sullo sviluppo delle cellule germinali maschili. Peso molecolare approssimativamente 291kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	USP9X/USP9Y Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DFFRY; SPGFY2; USP9X/USP9Y
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8287
ID Gene	8287
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 2456-2555 dell'USP9X/USP9Y umano (NP_004645.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	000507
Peso Proteico	291kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio