

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Utp11L Per Wb, Elisa - Q9Y3A2

Numero articolo: CM0018947



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro UTP11L umano (CGI94), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto; rileva una banda di ~30 kDa. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	UTP11L Rabbit pAb
Note/Alias	CGI94; CGI-94; UTP11L
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51118
ID Gene	51118
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3A2
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio