

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Utp18 Per Wb, Elisa - Q9Y5J1

Numero articolo: CM0020818



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro UTP18 umano (WDR50), validato per Western blot ed ELISA. Ideale per lo studio della biogenesi dei ribosomi, del processoma della SSU e della maturazione del pre-rRNA 18S.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-UTP18
Note/Alias	WDR50; CGI-48; UTP18
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	51096
ID del gene	51096
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-260 di UTP18 umano (NP_057085.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9Y5J1
Peso della proteina	62 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante