


Anticorpo Policlonale Anti-Utp6 Per Wb, Elisa - Q9Nyh9

Numero articolo: CM0019179



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'UTP6 umano (HCA66), validato per Western Blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla biogenesi dei ribosomi e sull'elaborazione nucleolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UTP6 Rabbit pAb
Note/Alias	HCA66; C17orf40; UTP6
Specie	Umana
GeneID (Umano)	55813
GeneID	55813
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9NYH9
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio