

Anticorpo Policlonale Anti-Uvrag Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2Y5

Numero articolo: CM0027727



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UVRAG umano (p63, VPS38). Validato per applicazioni Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva l'UVRAG endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sull'autofagia, sul traffico di membrana e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UVRAG Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	p63; DHTX; VPS38; UVRAG
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7405
GeneID	7405
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 501-699 dell'UVRAG umano (NP_003360.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9P2Y5
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio