

Anticorpo Monoclonale Anti-B-Aminoide Per If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Numero articolo: CM0010487



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la β -Aminoide umana (P05067). Convalidato per IF-P, IHC-P, DB, ELISA; reagisce crociato con il topo. Adatto per la ricerca sulla malattia di Alzheimer e l'analisi delle placche amiloidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	β -Aminoide mAb di coniglio
Note/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP
Specie	Umana
GeneID (Umana)	351
GeneID	351
Immunogeno	Peptide sintetico
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P05067
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio