

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-B-Amiloide(1-40) Per If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Numero articolo: CM0006297



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità diretto contro β -amiloide(1-40), un peptide chiave nella malattia di Alzheimer. Validato per IF-P, IHC-P, DB, ELISA. Reagisce crociatamente con il topo. Ideale per studi sull'amiloide e sull'elaborazione di APP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti- β -amiloide(1-40)
Note/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; β -amiloide(1-40)
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	351
GeneID	351
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 671-770 della β -amiloide(1-40) umana (NP_000475.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05067
Peso della proteina	4 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio