

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-B-Amyloid(1-42) Per Wb, If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Numero articolo: CM0004994



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti  $\beta$ -Amyloid(1-42) umano per WB, IF-P, IHC-P, DB, ELISA. Rileva un peptide di 4 kDa, cross-reagisce con il topo. Ideale per la ricerca sul morbo di Alzheimer, lo sviluppo di diagnostici e studi meccanicistici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | $\beta$ -Amyloid(1-42) Rabbit mAb                                                                                                                      |
| Osservazioni/Alias    | AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; $\beta$ -Amyloid(1-42)                                                     |
| Specie                | Umano                                                                                                                                                  |
| ID Gene (Umano)       | 351                                                                                                                                                    |
| ID Gene               | 351                                                                                                                                                    |
| Immunogeno            | Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 691-770 della $\beta$ -Amyloid umana (NP_000475.1) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                                               |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                  |
| Applicazione          | WB, IF-P, IHC-P, DB, ELISA                                                                                                                             |
| Reattività incrociata | Mouse                                                                                                                                                  |
| SWISS                 | P05067                                                                                                                                                 |
| Peso proteico         | 4 kDa                                                                                                                                                  |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                     |