

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-B-Arrestin1 Per Wb E Elisa - P49407

Numero articolo: CM0003072



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro β -arrestin1 umano (ARRB1) per Western blot e ELISA. Validato su campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sulla segnalazione GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	β -arrestin1 mAb coniglio
Note/Alias	ARB1; ARR1; β -arrestin1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	408
GeneID	408
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 della β -arrestin1 umana (P49407)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P49407
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio