

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-B-Arrestina1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49407

Numero articolo: CM0013360



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro β -arrestina1 (ARRB1/ARB1/ARR1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per studi di desensibilizzazione e internalizzazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti- β -arrestina1
Note/Alias	ARB1; ARR1; β -arrestina1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	408
ID Gene	408
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 169-418 della β -arrestina1 umana (NP_004032.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49407
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio