

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-B-Catenina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35222

Numero articolo: CM0018015



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro β -Catenina (CTNNB1) validato per Western blot, IHC, IF ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	pAb di Coniglio contro β -Catenina
Note/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; β -Catenina
Specie	Umano
GeneID (umano)	1499
GeneID	1499
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della beta Catenina umana (NP_001895.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35222
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio